



Verhuur borstkolven – Medela Symphony

Servicepunt Kraamzorg

Geef je borstvoeding en wil je voor een periode een borstkolf huren? Dan ben je in ons servicepunt of bij een van onze nevenlocaties aan het juiste adres. Wij bieden diverse borstkolven en accessoires aan. Alle onderdelen die niet met moedermelk in aanraking komen, worden (per dag) gehuurd. De andere delen, bijvoorbeeld flesjes en kolfstukken, worden uit hygiënisch oogpunt als een persoonlijke afkolfset gekocht.

Waarom de Medela Symphony?

De Medela Symphony is een ideale kolf om de melkproductie mee op gang te brengen of te houden, als je kindje niet rechtstreek kan drinken. Door het twee-fase kolfsysteem wordt het zuigen van de baby geïmiteerd waardoor de melkklieren van de moeder worden gestimuleerd.

Wat huur je?

De twee-fase Medela Symphony borstkolf met koffer. Ook te gebruiken zonder aansluiting op netstroom. (€2,75 per dag)

Wat koop je?

Een persoonlijke afkolfset compleet met aansluitingen, slangetjes en andere toebehoren. (€42,50 eenmalig)

Gebruik van de Medela Symphony

1. Zet de kolf aan in fase 1 (linkerknop). De kolf start op een vacuümniveau met drie druppels in het venster. Dit is de stimulatiefase.
2. Draai aan de middelste knop om het vacuümniveau in te stellen tot het niet meer prettig voelt (niet tot de pijngrens!). Draai dan de knop één of twee klikjes terug.
3. Na 2 minuten schakelt de Symphony automatisch over op de afkolf fase. Het vacuümniveau is hierbij hoger. Indien het pijnlijk is, draai je de knop weer iets terug.
4. Als de kolf overgaat op de afkolf fase (fase 2) en er zijn nog maar één of twee druppels melk gekomen dan opnieuw fase 1 doorlopen. Je start fase 1 door op de druppeltoets te drukken.
5. Herhaal dit zo nodig drie à vier keer.

Een uitgebreide gebruiksaanwijzing tref je aan bij de borstkolf.